




小径すり合わせ 対応用オプション



-  **25~50mL** のフラスコを使った攪拌に
-  密閉環境下での**安定した攪拌**が可能
-  **触媒反応、重合反応**などにオススメ

デモ機貸出可能



※本オプションの使用には、
シーリングミキサー UZU
本体 (UZ-SM1) が必要です。



品名	小径すり合わせ対応用オプション
品番	UZ-0-SD
対応すり合わせ	Φ 15/20, 15/25
攪拌棒長さ	すり合わせの上端部より 65 ~ 110mm の深さで調整可能 (5mm 刻み)
材質	攪拌棒：ガラス添加 PTFE Oリング：バイトン その他の部品：PTFE
最大負荷トルク	0.2N・m
回転数	2 ~ 450RPM
価格 (税抜)	¥ 58,000-

代理店

販売元

中村科学器械工業株式会社

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 18 番 10 号

TEL:03-3661-4662 FAX:03-3661-0369

<http://www.globolab.jp>