

# マイティマグシール 部品交換表



【画像】


マイティマグシール 6 型  
交換用部品



※画像は MG-6-02

【画像】

マイティマグシール 2 型  
交換用部品



※画像は MG-2-02

## ■ 交換用部品 マイティマグシール6型 (MG-6-01 / MG-6-02 / MG-6-03)

	適合	商品コード	商品名	材質	価格(税抜)
①	共通	MG-0-A3	MG-6用外磁	アルミニウム	¥42,000
②	共通	MG-0-C3	MG-6用内筒	SUS316	¥20,000
③	共通	MG-0-D3	MG-6用内磁スピンドル(0.6N.m)	SUS316	¥49,000
④	共通	MG-0-E	共通中空シャフト	添加剤入りPTFE	¥9,000
⑤	MG-6-01	MG-0-B1	テーパージョイント(TS24/40) ※	PTFE	¥15,000
	MG-6-02	MG-0-B2	テーパージョイント(TS29/42) ※	PTFE	¥15,000
	MG-6-03	MG-0-B3	テーパージョイント(TS34/45) ※	PTFE	¥15,000
⑥	共通	MG-0-G	共通 内筒側OリングP-20	フッ素ゴム	¥600
⑦	MG-6-01	MG-0-H1	テーパージョイント側OリングP-18	フッ素ゴム	¥600
	MG-6-02	MG-0-H2	テーパージョイント側OリングP-22	フッ素ゴム	¥600
⑧	共通	MG-0-L	MG-6用セラミックベアリング	セラミック、PTFE	¥2,800
⑨	共通	MG-0-M	MG-6用スペーサーリング	SUS316	¥1,500
⑩	共通	MG-0-J	共通スペーサー	PTFE	¥500
⑪	共通	MG-0-K	共通キャップ	PTFE	¥1,500

## ■ 交換用部品 マイティマグシール2型 (MG-2-01 / MG-2-02)

	適合	商品コード	商品名	材質	価格(税抜)
⑫	共通	MG-0-A1	MG-2-01.02用外磁	アルミニウム	¥25,000
⑬	共通	MG-0-C1	MG-2-01.02用内筒	SUS316	¥15,000
⑭	共通	MG-0-D1	MG-2-01.02用内磁スピンドル(0.2N.m)	SUS316	¥18,000
⑮	共通	MG-0-E	中空シャフト	添加剤入りPTFE	¥9,000
⑯	共通	MG-0-F	共通軸受け	添加剤入りPTFE	¥3,500
⑰	共通	MG-0-G	共通 内筒側OリングP-20	フッ素ゴム	¥600
⑱	MG-2-01	MG-0-B1	テーパージョイント(TS24/40) ※	PTFE	¥15,000
	MG-2-02	MG-0-B2	テーパージョイント(TS29/42) ※	PTFE	¥15,000
⑲	MG-2-02	MG-0-H2	テーパージョイント側OリングP-22	フッ素ゴム	¥600
	MG-2-01	MG-0-H1	テーパージョイント側OリングP-18	フッ素ゴム	¥600
⑳	共通	MG-0-J	共通スペーサー	PTFE	¥500
㉑	共通	MG-0-K	共通キャップ	PTFE	¥1,500

※ O-リング及び脱着リング付き。

その他ご希望の形状、材質に合わせた特注対応も承ります。お気軽にご相談ください。

※ 製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。

※ GloboLab 及びマイティマグシールは中村科学器械工業株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

中村科学器械工業株式会社

WEB : [www.globolab.jp](http://www.globolab.jp)

TEL : 03-3661-4662

Mail : [info@globolab.jp](mailto:info@globolab.jp)