

# マイティマグシール カスタム用部品交換表



## ■軸接手(軸ずれ防止用オプション)

商品コード	適合	商品名	材質	価格(税抜)
MG-0-01	共通	ヘリカルカップリングφ8	アルミ合金	¥9,000

※ 攪拌機に取り付けたφ8のシャフトとマイティマグシールの間に取り付けることで、軸ずれを吸収します。

## ■キャップ/ストッパー

商品コード	適合	商品名	材質	価格(税抜)
HS-1-01S	共通	HS-1-01 高負荷対応用 攪拌棒取付 PTFEストッパー	PTFE	¥1,200
HS-1-01C	共通	HS-1-01 高負荷対応用 攪拌棒取付 キャップ	PTFE	¥2,800
HS-1-01	共通	高負荷対応用 攪拌棒取付セット(キャップ、ストッパー)	PTFE	¥4,000
HS-1-01-C-GL	共通	高負荷対応用 攪拌棒取付キャップ(GL)	添加剤入りPTFE	¥6,000
HS-1-01-C-SUS	共通	高負荷対応用 攪拌棒取付キャップ(SUS)	SUS316	¥30,000
HS-1-01-S-SUS	共通	高負荷対応用攪拌棒 ストッパー SUS	SUS316	¥7,000

※ 上記のキャップ、ストッパーは別オプション「高負荷対応攪拌棒」を取り付ける際に必要な部品です。

## ■O-リング

商品コード	適合	商品名	材質	価格(税抜)
MG-0-H1K	MG-6(or 2)-01	テーパージョイント側Oリング P-18 カルレッツ製	フッ素ゴム	¥9,200
MG-0-H2K	MG-6(or 2)-02	テーパージョイント側Oリング P-22 カルレッツ製	フッ素ゴム	¥11,000

## ■中空シャフト

商品コード	適合	商品名	材質	価格(税抜)
A101212	共通	マイティマグシール用中空シャフト ガラス添加PTFE	添加剤入りPTFE	¥15,000
MG-0-E-CGR	共通	共通中空シャフト CGR25%添加	添加剤入りPTFE	¥12,000
MG-0-E-SUS	共通	共通中空シャフト SUS316	SUS316	¥15,000

## ■径違い向けオプション

商品コード	適合	商品名	材質	価格(税抜)
MG-0-20	MG-6(or 2)-01	径違いテーパージョイントTS24/40→TS29/42	PTFE	¥12,000
MG-0-21	MG-6(or 2)-01	径違いテーパージョイントTS24/40→TS34/45	PTFE	¥14,000
MG-0-22	MG-6(or 2)-01	径違いテーパージョイントTS24/40→TS45/50	PTFE	¥15,000
MG-0-23	MG-6(or 2)-02	径違いテーパージョイントTS29/42→TS34/45	PTFE	¥14,000
MG-0-24	MG-6(or 2)-02	径違いテーパージョイントTS29/42→TS45/50	PTFE	¥15,000
MG-0-25	MG-6-03	径違いテーパージョイントTS34/45→TS45/50	PTFE	¥15,000

【画像】

軸接手(軸ずれ防止用オプション)

ヘリカルカップリング



その他ご希望の形状、材質に合わせた特注対応も承ります。お気軽にご相談ください。

※ 製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。

※ GloboLab 及びマイティマグシールは中村科学器械工業株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

中村科学機械工業株式会社

WEB: [www.globolab.jp](http://www.globolab.jp)

TEL: 03-3661-4662

Mail: [info@globolab.jp](mailto:info@globolab.jp)