

シーリングミキサー UZU (UZ-SM2) 部品交換表



【画像】 交換用部品



※ 画像は適合すり合わせサイズ 29/32 (UZ-0-G2A : UZ-SM2 テーパージョイント 29/32) のもの。

■ 交換用部品一覧

商品コード	製品名	材質	価格 (税抜)
① UZ-SM2-M	UZ-SM2 モーター部	PP (ケース)	¥100,000
② UZ-0-A2	UZ-SM2 隔壁	添加剤入り PTFE	¥20,000
③ UZ-0-C2	UZ-SM2 回転板	PTFE	¥27,000
④ UZ-0-B2	UZ-SM2 固定リング	PTFE	¥2,500
⑤ UZ-0-D2	UZ-SM2 ベアリング	セラミック、PTFE	¥5,000
⑥ UZ-0-E2	UZ-SM2 中空シャフト	添加剤入り PTFE	¥24,000
⑦ UZ-0-F1	UZU O リング (大)	フッ素ゴム	¥1,400
⑧ UZ-0-G2A	UZ-SM2 テーパージョイント 29/32	PTFE	¥30,000
— UZ-0-G2B	UZ-SM2 テーパージョイント 24/29	PTFE	¥30,000
⑨ MG-0-H2	テーパージョイント側 O リング P-22 ※1	フッ素ゴム	¥600
— MG-0-H1	テーパージョイント側 O リング P-18 ※2	フッ素ゴム	¥600
⑩ UZ-0-F2	UZU O- リング (小) ※1	フッ素ゴム	¥900
⑪ UZ-0-H2	UZ-SM2 リリースリング ※1	PBT/ABS	¥2,000
⑫ HS-1-01S	HS-1-01 高負荷対応用 攪拌棒取付 ストッパー	PTFE	¥1,200
⑬ HS-1-02C	HS-1-01 高負荷対応用 攪拌棒取付 キャップ	PTFE	¥5,500

※1 適合すり合わせサイズ 29/32 (UZ-0-G2A : UZ-SM2 テーパージョイント 29/32) で使用するものです。

※2 適合すり合わせサイズ 24/29 (UZ-0-G2B : UZ-SM2 テーパージョイント 24/29) で使用するものです。

その他ご希望の形状、材質に合わせた特注対応も承ります。お気軽にご相談ください。

※ 製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。

※ GloboLab 及びシーリングミキサー UZU は中村科学器械工業株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

中村科学器械工業株式会社

WEB : www.globolab.jp

TEL : 03-3661-4662

Mail : info@globolab.jp