



## セット内容 ※サイズや形状の変更、カスタマイズも承ります。お気軽にご連絡ください。

シーリングミキサー UZU	型式：UZ-SM2 許容トルク：Max. 0.2N・m 回転数：2～600rpm
高負荷対応攪拌棒	PTFE 製 型式：HS-0-05 翼径：120mm
専用セパابلフラスコカバー	主管：SPC29 側管：SPC24×2 (15度)、SPC19×1 (垂直) <sup>※</sup> ※UZ-SM2 使用時、φ40 までの器具を取付可能
2L びん形容器	柴田科学 標準品 (品目コード：005770-2000) ツバ内径：120mm 高さ：250mm 胴外径：146mm
バッフル保持板	PTFE 製
丸棒バッフル	PTFE 製 直径：φ12
ガスケット	FKM 製 2枚1式
クランプ	柴田科学 標準品 (品目コード：047450-31A)