

# シーリングミキサー UZU (UZ-SM1) 部品交換表



【画像】 交換用部品



## ■ 交換用部品

商品コード	商品名	材質	価格(税抜)
① UZ-0-A	UZ-SM1 隔壁	添加剤入りPTFE	¥45,000
② UZ-0-C	UZ-SM1 回転板	PTFE	¥13,500
③ UZ-0-B	UZ-SM1 固定リング	PTFE	¥6,000
④ UZ-0-D1	UZ-SM1 ベアリング	セラミック、PTFE	¥4,500
⑤ UZ-0-E	UZ-SM1 中空シャフト	添加剤入りPTFE	¥15,000
⑥ UZ-0-F1	UZU Oリング(大)	フッ素ゴム	¥1,400
⑦ UZ-0-F2	UZU Oリング(小)	フッ素ゴム	¥900
⑧ HS-1-01S	HS-1-01 高負荷対応用 攪拌棒取付 ストッパー	PTFE	¥1,200
⑨ HS-1-01C	HS-1-01 高負荷対応用 攪拌棒取付 キャップ	PTFE	¥2,800

## ■ カスタム部品

商品コード	商品名	材質	価格(税抜)	
HS-1-01-C-GL	高負荷対応用 攪拌棒取付キャップ(GL)	添加剤入りPTFE	¥6,000	
HS-1-01-C-SUS	高負荷対応用 攪拌棒取付キャップ(SUS)	SUS316	¥30,000	
キャップ ストッパー	HS-1-01-S-SUS	高負荷対応用攪拌棒 ストッパー SUS	SUS316	¥7,000
	MG-0-K-SUS	共通キャップ SUS316仕様	SUS316	¥3,000
	MG-0-J	共通スペーサー ※1	PTFE	¥500
	MG-0-K	共通キャップ ※1	PTFE	¥1,500
O-リング	UZ-0-F3	UZU Oリング(小) カルレッツ	カルレッツ	¥9,400
	UZ-0-SD5	UZU用 摺合せアダプタ 24/40 ※2	PTFE	¥60,000
径違い アダプタ	UZ-0-SD6	UZU用 摺合せアダプタ 19/26 ※2	PTFE	¥68,000
	MG-0-23	径違いテーパージョイントTS29/42→TS34/45	PTFE	¥14,000
	MG-0-24	径違いテーパージョイントTS29/42→TS45/50	PTFE	¥15,000

※1 市販のφ8の攪拌棒を使用するときに必要です。

※2 別売りの「Oリング」が必要です。詳細はお問合せください。

その他ご希望の形状、材質に合わせた特注対応も承ります。お気軽にご相談ください。

※ 製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。

※ GloboLab 及びシーリングミキサー UZU は中村科学器械工業株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

中村科学器械工業株式会社

WEB : [www.globolab.jp](http://www.globolab.jp)

TEL : 03-3661-4662

Mail : [info@globolab.jp](mailto:info@globolab.jp)